




n°5.1



Objectif : conditionner un segment de membre 1 : avec de l'eau et des glaçons



- >> **Allonger la victime.**
- >> **Faire alerter ou alerter**
en appelant le 112, 15 ou 18. 
- >> **Protéger**
le moignon dans un linge propre.
- >> **Envelopper**
le segment sectionné dans des compresses ou un linge propre.
- >> **Placer**
l'ensemble dans un sac plastique propre qui sera fermé de façon étanche.
- >> **Placer**
ce sac dans un second sac plastique contenant de l'eau fraîche ou mieux, de l'eau et des glaçons. **Ne jamais placer le membre directement sur la glace.**
Confier ce dernier aux secours transportant la victime.
- >> **Laisser la victime à jeun**
et noter l'heure de son dernier repas.
- >> **Surveiller l'état de la victime.**

En cas de section partielle :

Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours.

Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié
mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.

Section d'un membre





Objectif : conditionner un segment de membre 2 : avec un kit de conditionnement



- >> **Allonger**
la victime.
- >> **Faire alerter ou alerter**
en appelant le 112, 15 ou 18. 
- >> **Suivre les indications**
du fabricant pour conditionner le membre coupé.
- >> **Laisser la victime à jeun**
et noter l'heure de son dernier repas.



En cas de section partielle :

Immobiliser le membre selon le souhait de la victime et appeler les secours.

Le transport de la victime ne sera pas effectué par un salarié
mais par un organisme agréé : SAMU, SMUR, pompiers, ambulanciers.

Section d'un membre

